


Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Cochウサギポリクローナル抗体 - O43405

商品番号: CM0030670



前書き

ヒトコクリン（COCH/COCH5B2）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。内耳で発現するコクリンは、細胞形状と運動性を調節します。聴覚研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COCH ウサギ pAb
備考/別名	DFNA9; COCH5B2; DFNB110; COCH-5B2; COCH
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1690
遺伝子ID	1690
免疫原	ヒトCOCH (NP_001128530.1) のアミノ酸20～260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O43405
タンパク質分子量	59kDa
発送方法	氷袋梱包