


Wb、Elisa用抗コフィリンウサギモノクローナル抗体 - P23528

商品番号: CM0008660



前書き

CamelBioのウサギ抗コフィリンモノクローナル抗体は、ヒトCofilin-

1 (P23528) を標的とし、マウスおよびラットにも交差反応性を示します。WBおよびELISAでバリデーション済みで、アクチンダイナミクス、細胞移動、胚発生の研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cofilin ウサギmAb
備考/別名	CFL; cofilin; HEL-S-15; Cofilin
種	ヒト
遺伝子ID	1072 (ヒト)
免疫原	ヒトCofilin (P23528) のアミノ酸1~100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23528
タンパク質分子量	19 kDa
輸送	保冷バッグ