

Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Cog1ポリクローナル抗体 - Q8Wtw3

商品番号: CM0022327

前書き

ヒトCOG1（保存されたゴルジ複合体サブユニット）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ゴルジ機能およびCDG2Gの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COG1 Rabbit pAb
備考/エイリアス	LDLB; CDG2G; COG1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9382
遺伝子ID	9382
免疫原	ヒトCOG1 (NP_061184.1) のアミノ酸835-935以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WTW3
タンパク質分子量	109kDa
配送	氷袋