

Anti-Cog2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q14746

商品番号: CM0027737

前書き

CamelBioは、ゴルジ体の形態と機能に不可欠な保存されたオリゴマーゴルジ複合体サブユニットであるCOG2 (Q14746)

を標的とするウサギポリクローナル抗体を提供します。ヒト、マウス、ラットのサンプルでWB、IHC-P、ELISAについて検証済みです。ゴルジ体輸送および糖原病の研究に最適です。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	COG2 Rabbit pAb
備考/エイリアス	LDLC; CDG2Q; COG2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	22796
GeneID	22796
免疫原	ヒトCOG2 (NP_031383.1) のアミノ酸1-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14746
タンパク質分子量	83kDa
配送	氷袋