

Wb、Elisa用抗Cog3ポリクローナル抗体 - Q96Jb2

商品番号: CM0021386

前書き

ヒトCOG3（SEC34）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応。ゴルジ体輸送研究に有用。94 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COG3 ウサギ pAb
備考/別名	SEC34; COG3
種	ヒト
遺伝子ID	83548 (ヒト)
免疫原	ヒトCOG3（NP_113619.2）のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96JB2
タンパク質分子量	94kDa
輸送	氷袋