


Anti-Cog4 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9H9E3

商品番号: CM0014176



前書き

ヒトCOG4を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。ゴルジ体機能、SNAREピン集合、および後方輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COG4 Rabbit pAb
備考/別名	COD1; CDG2J; SWILS; COG4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	25839
免疫原	ヒトCOG4 (NP_056201.2) のアミノ酸310-410に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q9H9E3
タンパク質分子量	89kDa
配送	アイスバッグ