

ウェスタンブロット、Elisa用 抗Cog6 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q9Y2V7

商品番号: CM0015469

前書き

ヒトCOG6 (SWISS Q9Y2V7)
に対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットとELISAで検証済みです。ゴルジ体研究および先天性糖鎖化異常症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COG6 ウサギ pAb
備考/別名	COD2; SHNS; CDG2L; COG6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57511
GeneID	57511
免疫原	ヒトCOG6 (NP_065802.1) のアミノ酸508-657に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y2V7
タンパク質分子量	73kDa
発送	保冷バッグ