

If/Icc、Elisa用 抗Cog7 ウサギポリクローナル抗体 - P83436

商品番号: CM0028603

前書き

ヒトCOG7を標的とするウサギポリクローナル抗体で、IF/ICCおよびELISAで検証済み。ゴルジ体機能およびタンパク質輸送研究に適しています。ヒトCOG7 (P83436) を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COG7 ウサギ pAb
備考/別名	CDG2E; COG7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	91949
GeneID	91949
免疫原	ヒトCOG7 (NP_705831.1) のアミノ酸511-770に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P83436
タンパク質分子量	86kDa
発送	保冷バッグ