

Wb、Ip、Elisa用抗コイリンポリクローナル抗体 - P38432

商品番号: CM0029420

前書き

ヒトCoilin（p80-coilin）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロッティング、免疫沈降、ELISAに対応しています。マウスおよびラットと交差反応します。カハール体の動態解析やsnRNP集合の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Coilin ウサギ pAb
備考/別名	CLN80; p80-coilin; Coilin
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	8161
GeneID	8161
免疫原	ヒトCoilin (NP_004636.1) のアミノ酸297-576番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P38432
タンパク質分子量	63kDa
発送方法	保冷剤