

Wb、Elisa用抗コイリンウサギモノクローナル抗体 - P38432

商品番号: CM0011882

前書き

ヒトCoilin（p80-coilin）に対する組換えウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。カハール体内のCoilinを検出し、マウスと交差反応します。snRNP生合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CoilinウサギmAb
備考／別名	CLN80; p80-coilin; Coilin
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8161
GeneID	8161
免疫原	合成ペプチド：ヒトCoilin（P38432）のアミノ酸1～100に相当する配列内の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P38432
タンパク質分子量	63kDa
輸送	保冷バッグ