


抗Col10A1（コラーゲンA- 1(X)鎖）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q03692

商品番号: CM0022846



前書き

ヒトCOL10A1（コラーゲンα-1(X)鎖）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。軟骨石灰化、内軟骨性骨化、および骨成長障害の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COL10A1 ウサギpAb
備考/別名	COL10A1; コラーゲンα-1(X)鎖
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1300
GeneID	1300
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q03692
タンパク質重量	66kDa
配送	アイスバッグ