

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Col11A1 モノクローナル抗体 - P12107

商品番号: CM0005622

前書き

ヒトCOL11A1に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。細胞外マトリックスおよびコラーゲン線維形成研究に最適です。CamelBioのワンストップIVD原材料調達から供給。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COL11A1 ウサギ mAb
備考/別名	STL2, COLL6, CO11A1, DFNA37, COL11A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1301
GeneID	1301
免疫原	ヒトCOL11A1 (NP_001845.3) のアミノ酸301-400に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P12107
タンパク質分子量	167kDa/176kDa/181kDa/182kDa
発送	保冷バッグ