

Wb、Elisa用 抗Col11A2 ポリクローナル抗体 - P13942

商品番号: CM0013643

前書き

WBおよびELISAで検証済みのCOL11A2ウサギポリクローナル抗体。ヒトコラーゲンα-2(XI)鎖（172 kDa）を標的とし、原線維形成に関与。細胞外マトリックス研究、難聴研究、診断アッセイ開発に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	COL11A2 ウサギ pAb
備考/別名	HKE5, PARP, STL3, FBCG2, DFNA13, DFNB53, OSMEDA, OSMEDB, COL11A2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1302
遺伝子ID	1302
免疫原	ヒトCOL11A2（NP_542411.2）のアミノ酸210-380に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P13942
タンパク質分子量	172kDa
発送	保冷バッグ