

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Col1A1 ポリクローナル抗体 - P02452

商品番号: CM0025577



前書き

ヒトCOL1A1（コラーゲンα-1(I)鎖）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスCOL1A1を検出。組換え免疫原（アミノ酸1359-1464）。細胞外マトリックス、コラーゲン、骨研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COL1A1 ウサギ pAb
備考/別名	OI1; OI2; OI3; OI4; EDSC; CAFYD; EDSARTH1; Collagen I/COL1A1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1277
GeneID	1277
免疫原	ヒトCOL1A1（NP_000079.2）のアミノ酸1359-1464に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P02452
タンパク質分子量	139kDa
輸送	アイスバッグ