


抗Col2A1ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P02458

商品番号: CM0009194



前書き

WB、IHC-P、ELISAに対応した検証済みCOL2A1ウサギモノクローナル抗体。ヒトCOL2A1と反応し、軟骨研究や骨格発生研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COL2A1 ウサギmAb
別名	AOM; ACG2; ANFH; LCPD; SEDC; STL1; VPED; ANFH1; EDMMD; OSCDP; PLSDT; SEDSTN; SMDALG; COL11A3; SEMDSTWK
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1280
免疫原	ヒトCOL2A1（NP_001835.3）のアミノ酸1242-1487番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P02458
タンパク質分子量	30 kDa/134 kDa/142 kDa
発送方法	保冷剤