


Anti-Col2A1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P28481

商品番号: CM0026642



前書き

COL2A1に対するウサギポリクローナル抗体。軟骨組織特異的。WBおよびELISAで検証済み、マウスおよびラットと反応します。骨格発達および軟骨研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	COL2A1 Rabbit pAb
備考/別名	Dmm; Lpk; Col2; Dell; Col2a; Col2a-1; M100413; Rgsc413; Rgsc856
種	マウス
GeneID (ヒト)	1280
GeneID	12824
免疫原	組換えタンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P28481
タンパク質分子量	132-142 kDa
配送	氷袋