


WbおよびElisa用 抗Col4A1ポリクローナル抗体 - P02462

商品番号: CM0018222



前書き

ヒトCOL4A1（コラーゲンα1(IV)鎖）を標的とする、WBおよびELISA用ウサギポリクローナル抗体。アミノ酸1445-1669を標的とする組換え免疫原。基底膜、血管新生、およびECM研究に最適です。ヒトと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COL4A1 Rabbit pAb
備考/エイリアス	BSVD, BSVD1, RATOR, PADMAL, COL4A1s, COL4A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1282
GeneID	1282
免疫原	ヒトCOL4A1 (NP_001836.2) のアミノ酸1445-1669に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P02462
タンパク質分子量	161kDa
配送	氷袋