


Wb、Elisa用 抗Col4A2ポリクローナル抗体 - P08572

商品番号: CM0028943



前書き

ヒトコラーゲン α -

2(IV)鎖 (COL4A2) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。基底膜、血管新生、およびがんの研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COL4A2 Rabbit pAb
備考/別名	ICH; BSVD2; POREN2; COL4A2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1284
遺伝子ID	1284
免疫原	ヒトCOL4A2 (NP_001837.2) のアミノ酸1486-1712に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08572
タンパク質分子量	168kDa
配送	アイスバッグ