

Anti-Col4A3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q01955

商品番号: CM0021639



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用に検証されたCOL4A3ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応します。コラーゲン α -3(IV)鎖を標的とし、糸球体ろ過および抗血管新生研究に関与する重要な基底膜タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COL4A3 Rabbit pAb
備考/別名	ATS2; ATS3; BFH2; COL4A3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1285
GeneID	1285
免疫原	ヒトCOL4A3 (NP_000082.2) のアミノ酸1555-1669領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q01955
タンパク質分子量	162kDa
配送	アイスバッグ