

抗Col4A3Bpポリクローナル抗体（Cert、Gbp、Stard11） - Q9Y5P4

商品番号: CM0014668



前書き

ヒトCOL4A3BP（CERT、GPBP、STARD11）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。小胞輸送を介さないERからゴルジ体への脂質輸送を仲介するセラミド輸送タンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COL4A3BP ウサギ pAb
備考/別名	CERT; GPBP; CERTL; MRD34; STARD11; COL4A3BP
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10087
免疫原	組換えタンパク質[ヒトCOL4A3BP（NP_112729.1）のアミノ酸369-598に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y5P4
タンパク質分子量	71kDa
発送	保冷バッグ