


WbおよびElisa用抗Col4A4ポリクローナル抗体 - P53420

商品番号: CM0022788



前書き

ヒトIV型コラーゲン α 4鎖（COL4A4）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。基底膜の生物学、アルポート症候群、糸球体機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COL4A4 ウサギpAb
備考／別名	BFH; ATS2; BFH1; CA44; COL4A4
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1286
GeneID	1286
免疫原	ヒトCOL4A4のアミノ酸1573～1690に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。（NP_000083.3）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P53420
タンパク質分子量	164 kDa
輸送	保冷バッグ