


Wb、If/Icc、Elisa対応 抗Col4A5ポリクローナル抗体 - P29400

商品番号: CM0028969



前書き

ヒトIV型コラーゲンα5鎖に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。糸球体基底膜生物学やアルポート症候群の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COL4A5 ウサギ pAb
備考/別名	ATS, ASLN, ATS1, CA54, COL4A5
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1287
遺伝子ID	1287
免疫原	ヒトCOL4A5 (NP_203699.1) のアミノ酸1462-1691番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P29400
タンパク質分子量	161kDa
輸送方法	保冷剤