

WbおよびElisa用 抗Col5A1 ラビットポリクローナル抗体 - P20908

商品番号: CM0018702



前書き

ヒトCOL5A1（コラーゲンα-1(V)鎖）に対するラビットポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのCOL5A1を検出します。細胞外マトリックス研究およびコラーゲン研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COL5A1 Rabbit pAb
備考/別名	EDSC; FMDMF; EDSCL1; COL5A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1289
GeneID	1289
免疫原	ヒトCOL5A1 (NP_000084.3) のアミノ酸300-400領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P20908
タンパク質分子量	184kDa
配送	氷袋