

Wb、Elisa用 抗Col6A2 ポリクローナル抗体 - P12110

商品番号: CM0024702



前書き

ヒトCOL6A2を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、マウスと交差反応性あり。細胞外マトリックスおよびコラーゲンVI研究に最適。SWISS: P12110。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COL6A2 ウサギ pAb
備考/別名	UCMD1; BTHLM1; PP3610; COL6A2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1292
GeneID	1292
免疫原	ヒトCOL6A2 (NP_001840.3) のアミノ酸720-1019に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P12110
タンパク質分子量	109kDa
輸送	保冷バッグ