


Anti-Colec11 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q9Bwp8

商品番号: CM0029650



前書き

ヒト、マウス、ラットのWB、IHC-P、ELISAアプリケーションに適したCOLEC11ウサギポリクローナル抗体。自然免疫、アポトーシス、および発生に關与するレクチンであるコレクチン-11を標的とします。免疫学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COLEC11 ウサギ pAb
備考/別名	3MC2; CLK1; CL-11; CL-K1-I; CL-K1-II; CL-K1-IIa; CL-K1-IIb; COLEC11
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	78989
遺伝子ID	78989
免疫原	ヒトCOLEC11 (NP_076932.1) のアミノ酸26-271に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BWP8
タンパク質分子量	29kDa
配送	アイスパック