

Wb、Elisa用 Anti-Colec12 ポリクローナル抗体 - Q5Ku26

商品番号: CM0013737



前書き

ウエスタンブロッティングおよびELISAに適したCOL EC12ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスCOLEC12 (CL-P1, SRCL) と反応します。宿主防御およびoxLDL取り込みにおけるスカベンジャー受容体機能の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	COLEC12 ウサギ pAb
別名	CLP1, NSR2, SRCL, SCARA4, COLEC12
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	81035
免疫原	ヒトCOLEC12 (NP_569057.1) のアミノ酸60-270に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q5KU26
タンパク質分子量	82kDa
輸送	保冷バッグ