

Wb、Elisa用 抗Colgalt2ポリクローナル抗体 - Q8Iyk4

商品番号: CM0014035

前書き

プロコラーゲンガラクトシルトランスフェラーゼ2（COLGALT2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスとの交差反応性があり、WBおよびELISAで検証済みです。コラーゲン糖鎖修飾の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COLGALT2 Rabbit pAb
備考/別名	C1orf17; GLT25D2; ColGalT 2; COLGALT2
種	ヒト (Human)
遺伝子ID (ヒト)	23127
遺伝子ID	23127
免疫原	ヒトCOLGALT2 (NP_055916.1) のアミノ酸28-230に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ (Rabbit)
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト (Human), マウス (Mouse)
SWISS	Q8IYK4
タンパク質分子量	73kDa
配送	氷袋