

抗コラーゲンA-1(Xvi)鎖 (Col16A1) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q07092

商品番号: CM0021968

前書き

COL16A1

ウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのコラーゲンα-1(XVI)鎖を検出します。これは、細胞接着とインテグリンシグナル伝達に参与する分泌型細胞外マトリックス蛋白質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COL16A1 ウサギ pAb
備考/別名	447AA; FP1572; COL16A1
種	ヒト
GeneID	1307
免疫原	ヒトCOL16A1 (NP_001847.3) のアミノ酸1000-1100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q07092
蛋白質分子量	158kDa
輸送	保冷バッグ