

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗コラーゲンI/Col1A1ポリクローナル抗体 - P02452

商品番号: CM0019670



前書き

コラーゲンI/COL1A1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応し、骨、腱、結合組織の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Collagen I/COL1A1 Rabbit pAb
備考／別名	OI1; OI2; OI3; OI4; EDSC; CAFYD; EDSARTH1; Collagen I/COL1A1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1277
遺伝子ID	1277
免疫原	ヒトCollagen I/COL1A1 (NP_000079.2) のアミノ酸1120～1218領域内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02452
タンパク質分子量	139kDa
輸送方法	氷袋