

抗コラーゲンI/Col1A1 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If-P、Elisa用） - P02452

商品番号: CM0008402



前書き

コラーゲンI/COL1A1に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAアプリケーションに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。細胞外マトリックスおよび骨生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Collagen I/COL1A1 Rabbit mAb
備考/別名	OI1; OI2; OI3; OI4; EDSC; CAFYD; EDSARTH1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1277
遺伝子ID	1277
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02452
タンパク質分子量	139kDa
配送	氷袋