


Anti-Collagen I/Col1A1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P02452

商品番号: CM0018116



前書き

ヒトCollagen

I/COL1A1を標的とするウサギポリクローナル抗体。

ヒト、マウス、ラットの組織および細胞において、W B、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みです。細胞外マトリックス、骨、結合組織の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Collagen I/COL1A1 Rabbit pAb
備考/別名	OI1; OI2; OI3; OI4; EDSC; CAFYD; EDSARTHI; Collagen I/COL1A1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1277
免疫原	合成ペプチド ヒトCollagen I/COL1A1 (NP_000079.2) のアミノ酸1151-1250領域内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02452
タンパク質分子量	139 kDa
配送	氷袋