

ウェスタンブロット用 抗コラーゲンI/Col1A1 ウサギPolymab® - P02452

商品番号: CM0006868



前書き

WB、IHC-P、IF用途に開発された、Collagen I/COL1A1に対するウサギPolymab®です。分子量139 kDaのヒト、マウス、ラットのI型コラーゲンを検出し、細胞外マトリックス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Collagen I/COL1A1 Rabbit PolymAb®
別名	OI1; OI2; OI3; OI4; EDSC; CAFYD; EDSARTHI
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	1277
GeneID	1277
免疫原	ヒトCollagen I/COL1A1 (NP_000079.2) のアミノ酸1150～1250領域に対応する合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用用途	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02452
タンパク質分子量	139 kDa
輸送方法	保冷剤