

Wb、Elisa用抗コラーゲンI/Col1A2モノクローナル抗体 - P08123

商品番号: CM0002420



前書き

コラーゲンI/COL1A2ウサギmAb、WB、ELISAアプリケーションに対応。ヒト、マウス、ラットで検証済み。標的分子量は129 kDa。細胞外マトリックス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	コラーゲンI/COL1A2 ウサギmAb
略称・別名	OI4; EDSCV; EDSARTH2; コラーゲンI/COL1A2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1278
GeneID	1278
免疫原	ヒトコラーゲンI/COL1A2 (NP_000080.2) のアミノ酸500-600領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08123
タンパク質分子量	129kDa
発送方法	保冷剤