

Wb、If/Icc、Elisa用抗コラーゲンI/Col1A2モノクローナル抗体 - P08123

商品番号: CM0006551



前書き

ヒトコラーゲンI/COL1A2を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。細胞外マトリックス、腱、靱帯、骨の生物学的研究に適しています。マウスとも交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	コラーゲンI/COL1A2ウサギmAb
備考／別名	OI4 ; EDSCV ; EDSARTH2 ; コラーゲンI/COL1A2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1278
GeneID	1278
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P08123
タンパク質分子量	129 kDa
輸送	保冷バッグ