

Wb、If/Icc、Elisa用 抗コラーゲンI/Col1A2 ポリクローナル抗体 - P08123

商品番号: CM0021019



前書き

ヒトコラーゲンI/COL1A2を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応性があります。細胞外マトリックス、骨、結合組織の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	コラーゲンI/COL1A2 ウサギ pAb
備考/別名	O14; EDSCV; EDSARTH2; Collagen I/COL1A2
種	ヒト
GeneID	1278 (ヒト)
免疫原	ヒトコラーゲンI/COL1A2 (NP_000080.2) のアミノ酸1161-1260に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08123
タンパク質分子量	129kDa
発送	保冷バッグ