

抗コラーゲンI/Col1A2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa対応） - P08123

商品番号: CM0027501



前書き

ヒトCollagen

I/COL1A2を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。コラーゲン生物学、細胞外マトリックス、骨石灰化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	Collagen I/COL1A2 ウサギpAb
別名	OI4; EDSVC; EDSARTH2; Collagen I/COL1A2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	1278
GeneID	1278
免疫原	ヒトCollagen I/COL1A2 (NP_000080.2) のアミノ酸501～600番に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
対応アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08123
タンパク質分子量	129 kDa
配送方法	保冷剤