


Wb、Elisa用抗Ii型コラーゲンポリクローナル抗体 - P02458

商品番号: CM0023105



前書き

ヒトII型コラーゲン（COL2A1）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。軟骨発生および骨格生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Collagen II Rabbit pAb
備考/別名	AOM; ANFH; SEDC; STL1; COL11A3; Collagen II
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1280
遺伝子ID	1280
免疫原	ヒトII型コラーゲン（NP_001835.3）のアミノ酸100-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02458
タンパク質分子量	142kDa
配送	アイスバッグ