

Anti-Collagen Iii Alpha 1/Col3A1

ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P02461

商品番号: CM0024992



前書き

ヒトCollagen III alpha 1 (COL3A1)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/IC
C、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反
応します。細胞外マトリックスおよび結合組織の研究
に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Collagen III alpha 1/COL3A1 Rabbit pAb
備考/別名	EDS4A; EDSVASC; PMGEDSV; Collagen III alpha 1/COL3A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1281
GeneID	1281
免疫原	ヒトCollagen III alpha 1/COL3A1 (NP_000081.2) のアミノ酸1201-1301に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02461
タンパク質分子量	139kDa
配送	アイスバッグ