

Anti-Collagen Iii Alpha 1/Col3A1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - P02461

商品番号: CM0003307



前書き

Collagen III alpha 1/COL3A1 (P02461)

を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫沈降、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。細胞外マトリックスおよび結合組織研究の信頼できるツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Collagen III alpha 1/COL3A1 Rabbit mAb
備考/別名	EDS4A; EDSVASC; PMGEDSV; Collagen III alpha 1/COL3A1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1281
免疫原	ヒト Collagen III alpha 1/COL3A1 (P02461) のアミノ酸150-400に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02461
タンパク質分子量	139kDa
配送	氷袋