


Wb、ドットブロット、Elisa用 抗コラーゲンIV型 モノクローナル抗体 - P53420 / Q14031 / P08572 / P02462

商品番号: CM0006635



前書き

ウエスタンブロット、ドットブロット、ELISAで検証済みのコラーゲンIV型ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。基底膜および糸球体疾患の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	コラーゲンIV型 ウサギmAb
備考 / 別名	BFH; ATS2; BFH1; CA44; Collagen IV
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1286/1288/1284/1282
遺伝子ID	1286/1288/1284/1282
免疫原	ヒトCOL4A4 (NP_000083.3) のアミノ酸1573~1690番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、DB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P53420/Q14031/P08572/P02462
タンパク質分子量	164 kDa
発送方法	保冷剤