


Wb、If/Icc、Elisa用 抗コラーゲンIV ウサギモノクローナル抗体 - Q01955 / P29400 / P08572 / P02462

商品番号: CM0004951



前書き

コラーゲンIV α -

3鎖（Goodpasture抗原）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびラットサンプルにおけるWB、IF/ICC、ELISAで検証済み。基底膜および血管新生研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	コラーゲンIV ウサギmAb
備考/別名	ATS2; ATS3; BFH2; COL4A3/COL4A5/COL4A2/COL4A1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1285/1287/1284/1282
遺伝子ID	1285/1287/1284/1282
免疫原	組換えタンパク質（ヒトCOL4A3 (NP_000082.2) のアミノ酸1555-1669に対応する配列を含む組換え融合タンパク質）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q01955/P29400/P08572/P02462
タンパク質分子量	162kDa
発送	保冷バッグ