

抗コラーゲンVI/Col6A1ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P12109

商品番号: CM0028234



前書き

ヒトコラーゲンVI/COL6A1に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションで検証済み。マウスと交差反応します。細胞外マトリックス、細胞接着、および筋ジストロフィー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Collagen VI/COL6A1 Rabbit pAb
備考/別名	OPLL; BTHLM1; UCHMD1; Collagen VI/COL6A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1291
GeneID	1291
免疫原	ヒトコラーゲンVI/Collagen VI/COL6A1 (NP_001839.2) のアミノ酸19-250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P12109
タンパク質分子量	109kDa
配送	アイスバッグ