


抗コラーゲンVi/Col6A1 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P12109

商品番号: CM0005481



前書き

ウエスタンブロット、免疫組織化学、ELISAで検証済みの組換え抗コラーゲンVI/COL6A1

ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのCOL6A1（P12109）を検出し、細胞外マトリックスや細胞接着の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Collagen VI/COL6A1 ウサギmAb
備考/別名	OPLL; BTHLM1; UCHMD1; Collagen VI/COL6A1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1291
遺伝子ID	1291
免疫原	ヒトCollagen VI/COL6A1（P12109）の amino 酸37～235を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12109
タンパク質分子量	109kDa
発送方法	保冷剤