


Wb、Elisa用抗コラーゲンX/Col10A1 ウサギモノクローナル抗体 - Q03692

商品番号: CM0002802



前書き

ヒトCollagen

X/COL10A1を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISA用途に対応しています。

ヒト、マウス、ラットのサンプルで検証済みです。軟骨石灰化および骨格疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Collagen X/COL10A1 ウサギmAb
別名	COL10A1; collagen alpha-1(X) chain; Collagen X/COL10A1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1300
遺伝子ID	1300
免疫原	合成ペプチド - ヒトCollagen X/COL10A1 (Q03692) のアミノ酸500～600番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q03692
タンパク質分子量	66kDa
輸送方法	保冷剤