


ウエスタンブロット (Wb)、免疫組織化学 (Ihc-P)、Elisa用 抗コラーゲンX/Col10A1 ウサギポリクローナル抗体 - Q03692

商品番号: CM0022275



前書き

ウエスタンブロット (WB)、免疫組織化学 (IHC-P)、ELISAで検証済みのコラーゲンX/COL10A1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応。組換え免疫原。66 kDaのタンパク質を検出。軟骨および骨石灰化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	コラーゲンX/COL10A1 ウサギ pAb
備考/別名	COL10A1; コラーゲンα-1(X)鎖; Collagen X/COL10A1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1300
遺伝子ID	1300
免疫原	ヒトコラーゲンX/COL10A1 (NP_000484.2) のアミノ酸521-680に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q03692
タンパク質分子量	66 kDa
発送	保冷バッグ