

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗コラーゲンXvii/Col17A1 ウサギモノクローナル抗体 - Q9Umd9

商品番号: CM0004736



前書き

ヒトコラーゲンXVII (COL17A1, BP180)
を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヘミデスモソーム、基底膜、水疱性類天疱瘡の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	コラーゲンXVII/COL17A1 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	ERED; JEB4; BP180; BPA-2; BPAG2; LAD-1; BA16H23.2; Collagen XVII/COL17A1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1308
遺伝子ID	1308
免疫原	合成ペプチド ヒトコラーゲンXVII/COL17A1 (Q9UMD9) のアミノ酸1300-1400に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UMD9
タンパク質分子量	150kDa
発送	保冷バッグ