


## If/Icc、Elisa用抗Commd1ポリクローナル抗体 - Q8N668

商品番号: CM0027054



### 前書き

IF/ICCおよびELISA用のCOMMD1（MURR1）に対するウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのCOMMD1（21kDa）を検出します。エンドソームリサイクリング、NF-κB、銅ホメオスタシスの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 製品名       | COMMD1 ウサギ pAb                                      |
| 別名        | MURR1; C2orf5; COMMD1                               |
| 対象種       | ヒト                                                  |
| 遺伝子ID（ヒト） | 150684                                              |
| 遺伝子ID     | 150684                                              |
| 免疫原       | ヒトCOMMD1（NP_689729.1）のアミノ酸1-190に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源        | ウサギ                                                 |
| カテゴリー     | ポリクローナル抗体                                           |
| 用途        | IF/ICC、ELISA                                        |
| 交差反応性     | ヒト、マウス、ラット                                          |
| SWISS     | Q8N668                                              |
| タンパク質分子量  | 21kDa                                               |
| 発送方法      | 保冷剤                                                 |