


Wb、If/Icc、Elisa用抗Commd5ポリクローナル抗体 - Q9Gzq3

商品番号: CM0020956



前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みの、COMMD5（HCARG）に対するウサギポリクローナル抗体。エンドソームリサイクリングおよび細胞増殖制御に関与する足場タンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COMMD5 ウサギpAb
備考／別名	HCARG; HT002; COMMD5
種	ヒト
遺伝子ID	28991
免疫原	ヒトCOMMD5（NP_054785.2）のアミノ酸1～224に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9GZQ3
タンパク質分子量	25kDa
配送	保冷バッグ