


Wb、If-P、Elisa用 抗Comp ポリクローナル抗体 - P49747

商品番号: CM0029287



前書き

ヒトCOMP（軟骨オリゴマーマトリックスタンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF-P、ELISAでの検証が完了しています。マウス、ラットと交差反応します。軟骨ECMおよび変形性関節症研究で使用されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COMP Rabbit pAb
別名	MED; CTS2; EDM1; EPD1; TSP5; PSACH; THBS5; TSP-5; COMP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1311
GeneID	1311
免疫原	ヒトCOMP (NP_000086.2) のアミノ酸20～160番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49747
タンパク質分子量	83 kDa
発送方法	氷袋