


Wb、Elisa用 抗Compウサギモノクローナル抗体 - P49747

商品番号: CM0003526



前書き

ヒト軟骨オリゴマー基質タンパク質（COMP、TSP5）に対するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み、マウスおよびラットと交差反応性あり。軟骨および細胞外基質（ECM）研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	COMP ウサギ mAb
備考/別名	MED; CTS2; EDM1; EPD1; TSP5; PSACH; THBS5; TSP-5; COMP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1311
GeneID	1311
免疫原	ヒトCOMP (NP_000086.2)のアミノ酸50-150に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P49747
タンパク質分子量	83 kDa
配送	保冷バッグ